

TRIKINUNDERSÖKNING



Ackred. nr 1953
Provning
ISO/IEC 17025

PROV-ID

(Plats för laboratoriets etikett)

Beställare/Fakturamottagare

Information om djuret

Ev. kundnr: (Hittar du på tidigare provsvar)	Medlemsnr i Svenska Jägareförbundet: Krävs för att få medlemspris.		
Personnummer (se villkor på www.vidilab.se/prislista): ååmmdd-xxxx			
E-post för provsvar:			
Texta tydligt. Vi svarar normalt ut via e-post. Kontrollera din e-post kontinuerligt, även skräppostmappen.			
Namn:			
Adress:			
Postnr:	Ort:	Se tabell på baksidan för djurslag och muskeldel.	
Telefonnr:			
Datum då materialet postas: åååå-mm-dd			
Ev meddelande till laboratoriet:			
OBLIGATORISKA UPPGIFTER			
Antal djur:			
Din märkning på påsen/påsarna: Exempel: GALT 1			
Djurslag:			
<input type="checkbox"/> Frambensmuskulatur (minst 25g) <input type="checkbox"/> Mellangärde (njurtapp) (minst 25g) <input type="checkbox"/> Annan* (minst 50g, dubbelt mängd analyseras, extra kostnad)			
.....			
Har materialet varit fruset?			
<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja* (minst 50g, dubbelt mängd analyseras, extra kostnad)			
Beställarens/fakturamottagarens underskrift: (måste vara över 18 år)			
Underskrift krävs för att Vidilab ska godkänna er beställning, samt att ni godkänner Vidilabs villkor, se på www.vidilab.se/prislista .			

*Analys av material som varit fryst eller som inte kommer från korrekt del på djuret faktureras extra.

Detta på grund av att dubbelt mängd måste analyseras av säkerhetsskäl och enligt krav i förordningen.

Är ingenting ikryssat antas det att provet ej varit fryst.

Vidilab AB
Kvartsgatan 1A, Enköping
Postadress: Box 33, 745 21 Enköping
Tel: 0171-44 12 60
E-post: provsvar@vidilab.se
www.vidilab.se
Webshop: www.kollamasken.nu



Trikinprovtagning

För att analysresultatet ska vara tillförlitligt måste muskulatur från korrekt del på djuret analyseras. Trikinprovet tas vanligen från frambensmuskulatur (läggen) eller från njurtappen (ej njuren) dvs mellangärdets (diafragma) fäste mot ryggen i de köttiga delarna. Lagom mängd kött per djur är minst 25g muskel utan hinnor.

Om annan del skickas in eller om köttet är/varit fruset, analyseras dubbel mängd av säkerhetsskäl, vilket medför extra kostnad, allt för att du som kund ska få en så säker analys som möjligt.

Om trikiner påvisas vid undersökningen kommer allt material från undersökningen ytterligare kontrolleras, därför behövs rikligt med provmaterial.

1. Fyll i följesedeln noggrant. En rätt och tydligt ifylld följesedel gör att vi kan behandla provet på ett snabbt och effektivt sätt på laboratoriet. Underskrift krävs.
I första hand svarar vi ut via e-post. Kontrollera din e-post kontinuerligt, kontrollera även skräppostmappen.
2. Packa en muskelbit per påse om du har prov från flera djur, (lägg inte följesedeln i plastpåsen med köttet).
3. Lägg plastpåsen med provet/proverna och följesedel i ett vadderat kuvert.
Märk kuvertet med texten "**Undantaget veterinärmedicinskt prov**".
På kuvertet skriver du sedan avsändare samt adressen till laboratoriet
Vidilab AB, Box 33, 745 26 ENKÖPING.

Provsvär

Provet analyseras i regel samma dag det kommit till laboratoriet. Om du inte fått ditt provsvar inom tre dagar, tveka inte att kontakta laboratoriet för besked, helst via e-post på provsvär@vidilab.se

Djurslag	Muskeldel	Mängd
Vildsvin	Framben	25–50g
	Diafragmapelare/mellangärde (njurtapp)	25–50g
Björn	Tungmuskel (tungrot/fästet)	50–100g
	Tuggmuskel (käke)	50–100g
	Diafragmapelare/mellangärde	50–100g
Häst	Tungmuskel (tungrot/fästet)	25–50g
	Tuggmuskel (käke)	25–50g
	Diafragmapelare/mellangärde	25–50g
Tamgris	Diafragmapelare/mellangärde (njurtapp)	25–50g
	Diafragmans revbens- eller bröstabensdel	25–50g
Bäver	Framben	25–50g
Grävling	Framben	25–50g

För ytterligare information se www.vidilab.se/fakta/vilt